

Ansur Test Otomasyonu Yazılım

Teknik Veriler



Ansur Test Otomasyon sistemi, riskleri azaltmak ve yasal uygunluğu yönetmek için veri toplama, ölçüm ve saklama biçimlerini dönüştürür.

Hastane kalite güvence (QA) personelinin verimliliği maksimuma çıkarmasına ve karlılığı artırmasına yönelik üstün bir dijital çözümdür. Bu yazılım işi standardize ederek test süresini kısaltır; böylece hem işletim verimliliğini artırır hem QA yasal ve önleyici bakım testlerindeki insan hatalarını azaltır.

Ansur, birden fazla cihazı aynı anda test etme özelliği sunar ve güvenlik standartlarına ve hastaneye özgü QA protokolüne uygunluk için geçti/kaldı sonuçlarını test limitlerine karşı otomatik olarak değerlendirir.

Test sonuçları elektronik olarak yakalanır ve CMMS veya tercih edilen alternatif veritabanlarında versiyon kontrollü kayıtlar halinde dijital olarak saklanır. Veriler kullanıcı yetkilendirme seviyelerine göre yönetilebilir. Daha sonra dijital veriler servis gerekliliklerinin tahmini, ekipman duraklama süresinin en aza indirilmesi ve Joint Commission, IEC vs. gibi dünya çapındaki yasal grupların gerekliliklerini karşılamak üzere özel PM planlamalarına karar verilmesi için eğilim analizinde kullanılabilir.

Temel özellikler:

- Servis kılavuzlarına bağımlılığı ortadan kaldırmak için, özel test protokollerinin elektronik olarak oluşturulmasını ve yönetilmesini sağlar
- Test işlemlerinin standardizasyonunu sağlamak ve eğitimleri en aza indirmek için test işleminde kullanıcılara adım adım rehberlik eder
- Uygunluğu sağlamak için, gerekli veri seviyesiyle gerekliliklere uygun olarak test raporu (PDF veya MTR) oluşturur
- Testlerin doğru ve kolay yapılmasını sağlamak için kişiselleştirilmiş resimlerin, şekillerin ve grafiklerin kullanılmasını sağlar
- Global standartlar veya kuruluşlarca belirtilen test limitlerine karşı geçti/kaldı durumunu otomatik değerlendirir
- 21CFR Kısım 11 ile uyumludur. Kullanıcılar kendi imzalarını oluşturabilir ve şablonları ve sonuçları imzalayabilir. (Bu özellik devre dışı bırakılabilir)
- Eksiksiz sürüm-kontrollü test kaydı ve verilerini elektronik olarak saklar
- Yazılıma erişim seviyesini yönetmek için yetkilendirme seviyeleri atanabilir. Seviyeler Kullanıcı, Yazar ve Yönetici şeklindedir (Bu özellik devre dışı bırakılabilir)
- Tıbbi cihaza göre test süresini kısaltır, birden fazla cihazı aynı anda test eder ve tek bir prosedürde birden fazla PM testi gerçekleştirir
- Ayrıntılı kayıtların elektronik olarak arşivlenmesi ve yazdırılması ile birlikte kolay veri izlenebilirliği sağlar
- Test prosedürlerinin ve sürelerinin aynı olmasını, dolayısıyla hem kullanıma hazır hem özelleştirilmiş test şablonları ile birlikte tahmin edilebilir olmasını sağlar
- Veri çıkarma, eğilim ve analiz, ayrıca raporlama özellikleri sunar

Teknik Özellikler

PC Donanım Gereklilikleri

- Intel® Pentium® 4 2.0 GHz FSB @400 MHz veya daha hızlı bir işlemci
- 512 MB RAM
- Microsoft® işletim sistemi: Windows® 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 veya Windows 8
- Yazılım için sabit diskte 50 MB boş alan
- Sonuç ve şablon dosyaları için sabit disk alanı (100 k ile birkaç megabayt arasında)
- Net framework sürüm 2.0 veya üzeri


PC Yazılım Gereklilikleri-Elektronik İmzalı

Bu yazılım ana PC'de (ağ yapılandırması için) veya her bir PC'de (ağ yapılandırması olmayan durumlarda) bulunmalıdır:


- Microsoft SQL® Server 2005 Express
- Ansur Executive Sunucusu

Diğer gereklilikler

- Her bir Fluke Biomedical simülör/analiz cihazı eklentisi için lisans anahtarı
- Bir veya daha fazla Ansur uyumlu Fluke Biomedical simülör veya analiz cihazı



Ansur yazılımı oturum açma ekranı



Ansur yazılımı test şablonları

Sipariş bilgileri

Herhangi bir Eklentinin kullanılabilmesi için Ansur Executive yüklenmiş olmalıdır. Her Eklenti, belirli bir Fluke Biomedical Cihazına özgüdür. Tek Eklenti lisansı tek bir bilgisayarda geçerlidir. Birden fazla bilgisayar için, gerekli Eklentinin birden fazla lisansı olmalıdır.

Mevcut eklentiler

Gerekli Eklentileri satın alın ve yeni Fluke Biomedical analiz cihazları ve simülörleri satın aldığınızda daha fazla Eklenti veya lisans satın alın.

Ürün#	Model	Ürün Açıklaması
2462982	11000	Ansur Test Executive, Ana Program
2463002	11050	Ansur Test Yazılımı, QA-ST Eklentisi
2463016	11200	Ansur Test Yazılımı, QA-90 Eklentisi
2463033	12712	Ansur Test Yazılımı, Pro-soft DAEG, Test Protokolü Yazılımı
2461775	13600	Ansur Test Yazılımı, QA-40M/45 Eklentisi
2461979	15200	Ansur Test Yazılımı, QA-IDS/LAGU Eklentisi
2462024	16220	Ansur Test Yazılımı, QA-VTM Eklentisi
2462644	17520	Ansur Test Yazılımı, QA-1290 Eklentisi
2556755	20200	Ansur Test Yazılımı, ESA601 Eklentisi Lisansı
2755836	ANSUR BP POMPASI 2	Ansur Test Yazılımı, BP Pompası 2 Eklenti Lisansı
3454829	ANSUR ESA612	Ansur Test Yazılımı, ESA612 Eklenti Lisansı
4165219	ANSUR ESA615	Ansur Test Yazılımı, ESA615 Eklenti Lisansı
3116463	ANSUR ESA620	Ansur Test Yazılımı, ESA620 Eklenti Lisansı
3935677	ANSUR IDA-4 PLUS	Ansur Test Yazılımı, IDA-4 Plus Eklenti Lisansı
4354503	ANSUR IDA-5	Ansur Test Yazılımı, IDA-5 Eklenti Lisansı
2817641	ANSUR IMPULSE 4000	Ansur Test Yazılımı, Impulse 4000 Eklenti Lisansı
3091370	ANSUR IMPULSE 7000	Ansur Test Yazılımı, Impulse 6000D/7000DP Eklenti Lisansı
2817203	ANSUR DİZİN 2	Ansur Test Yazılımı, Dizin 2 Eklenti Lisansı
4034627	ANSUR PROSIM 6/8	Ansur Test Yazılımı, Prosim 6/8 Eklenti Lisansı
2461802	ANSUR QA-ES	Ansur Test Yazılımı, QA-ES Eklenti Lisansı
2817226	ANSUR QED 6	Ansur Test Yazılımı, QED-6 Eklenti Lisansı
3337356	ANSUR TNT 12000	Ansur Test Yazılımı, TNT 12000 Eklenti Lisansı
3837485	ANSUR VT	Ansur Test Yazılımı, VT Plus/VT Mobil Eklenti Lisansı

Fluke Biomedical Yasal Uygunluk

Tıbbi test cihazı üreticisi olarak, ürünlerimizi geliştirirken belirli kalite standartlarını ve sertifikaları tanıyor ve uyguluyoruz. ISO 9001 ve ISO 13485 tıbbi cihaz sertifikalarına sahibiz ve ürünlerimiz:

- Gerekli durumlarda CE Sertifikalıdır
- NIST ile İzlenebilir ve Kalibre Edilmiştir
- Gerekli durumlarda UL, CSA, ETL Sertifikalıdır
- Gerekli durumlarda NRC Uyumludur

Fluke Biomedical.

Trusted for the measurements that matter.

Fluke Biomedical

6045 Cochran Road
Cleveland, OH 44139-3303 U.S.A.

Fluke Biomedical Europe

Science Park Eindhoven 5110
5692EC Son, The Netherlands

Daha fazla bilgi için bize ulaşın:

ABD'de (800) 850-4608 veya
Faks (440) 349-2307
Avrupa/Ortadoğu/Afrika: +31 40 267 5435 veya
Faks +31 40 267 5436
Diğer ülkelerden: +1 (440) 248-9300 veya
Faks +1 (440) 349-2307
E-posta: sales@flukebiomedical.com
Web erişimi: www.flukebiomedical.com

©2015 Fluke Biomedical.
Teknik özellikler bildirilmeksizin değiştirilebilir.
ABD'de basılmıştır 3/2015 6004693a-tr

Fluke Corporation'un yazılı izni olmadan bu belgede değişiklik yapılamaz.