

规格

物理规格	
显示屏	2¼" x 1½" 液晶屏幕
尺寸 (WxDxH)	12.2 cm x 9.7 cm x 4.8 cm (4.8 英寸 x 3.8 英寸 x 1.9 英寸)
重量	0.25 kg (8.8 oz.)
电气规格	
电池	
型号	可充电锂离子电池
充电时间	约两小时
持续工作时间	至少十小时
交流适配器	
输入电压	100 V ac 到 240 V ac
输入频率	50/60 Hz
输入电流	0.5 A (rms)
输出电压	6 V dc
环境规格	
工作温度	0 °C 到 35 °C (32 °F 到 122 °F)
储存温度	-35 °C 到 50 °C (-31 °F 到 122 °F)
工作湿度	20 % 至 80 % RH (不凝结)
测量	
SpO ₂ 饱和度	80 %、85 %、90 %、95 %、97 %、98 %、99 % 以及 100 %
心率	30、60、80、100、120、150 以及 245 BPM
灌注速率	0.2 %、2 % 以及 10 %
传输类别 (手指)	深色/厚, 正常和浅色/薄
伪影	呼吸或环境光 (50 Hz 或 60 Hz)



订购信息

型号/说明

4111101 ProSim SPOT Light 功能测试仪, USA

4142735 SPOT Light-01, SPOT Light, SPO2 Functional Tester, Schuko

4142747 SPOT Light-02, SPOT LIGHT, SPO2 Functional Tester, UK

4142758 SPOT Light-03, SPOT Light, SPO2 Functional Tester, Japan

4142764 SPOT Light-04, SPOT Light, SPO2 Functional Tester, Australia/China

4142814 SPOT Light-05, SPOT Light, SPO2 Functional Tester, Brazil

标准附件

3346048 带有多叉适配器的交流适配器/充电器

3346027 电缆, 类型 A 至小型 B USB

3346030 电缆, 小型 A 至小型 B USB

4180099 定制手提箱

便携包

4199635 为期 3 年的黄金级关怀计划

4199647 为期 1 年的黄金级关怀计划

4199658 为期 3 年的白银级关怀计划

4199664 为期 1 年的白银级关怀计划

4199673 为期 3 年的青铜级关怀计划

4199686 为期 1 年的青铜级关怀计划



关于福禄克生物医学

福禄克生物医学是优质生物医学测试与模拟产品的世界领先制造商。此外，福禄克生物医学提供最新的医学成像与肿瘤学质量保证解决方案，以符合法规。福禄克生物医学高度可信且配有 NVLAP 实验室代码 200566-0 认可的实验室，还可提供最佳质量与客户服务，从而满足所有设备校准需求。

如今，生物医学人员必须适应日益增加的法规压力、更高的质量标准以及快速发展的技术，同时比以往更快更高效地完成自己的工作。福禄克生物医学提供多种软件与硬件工具，来应对当今的挑战。

福禄克生物医学合规承诺

作为医用测试设备制造商，我们在开发产品时认可并遵循特定质量标准与认证。我们经 ISO 9001 和 ISO 13485 医疗设备认证，并且我们的产品：

- 在需要时可进行 CE 认证
- 可追溯 NIST（美国国家标准规范）并按其校正
- 在需要时可进行 UL、CSA、ETL 认证
- 在需要时可遵循 NRC 标准

福禄克生物医学。

优质的产品，更多的选择，尽在本公司！

福禄克生物医学

6045 Cochran Road
Cleveland, OH 44139-3303 U.S.A.

Fluke Biomedical, 欧洲

Science Park Eindhoven 5110
5692EC Son, The Netherlands

欲知更多信息，请与我们联系：

美国：(800) 850-4608 或
传真 (440) 349-2307
欧洲/中东/非洲：+31 40 267 5435 或
传真 +31 40 267 5436
其他国家：+1 (440) 248-9300 或
传真 +1 (440) 349-2307
电子邮件：sales@flukebiomedical.com
网址：www.flukebiomedical.com

©2012 Fluke Biomedical. 如有更改恕不另行通知。
打印于美国 4/2012 4181089A_ZH-CN

未经 Fluke 公司书面许可不得修改本文档。